

BioSystems Korea Letter



일 시: 2020년 10월 15일
수 신: 병(의)원의 진단검사의학과 실장님
발 신: (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부
제 목: Glucose-Oxidase, UREA-BUN 참고치 변경 안내 건

- 항상 저희 바이오시스템즈의 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
- Glucose-Oxidase 및 UREA-BUN의 참고치가 변경될 예정이며, 변경 사항은 아래와 같으니, 임상 검사에 참고하시기 바랍니다.

No	PRODUCT	CODE	변경 전	변경 후
1	Glucose-oxidase	12503 / 21503	70-105mg/dL	60-100mg/dL
2	UREA-BUN	12516 / 21516	5-24mg/dL	6-20mg/dL

*) 시약의 구성 및 용량은 기존과 동일합니다.

- 변경사항은 시약 Box 외관 '※ 참고치 변경 안내 ※' 스티커가 부착되어 출고 되오니, 참고 부탁드립니다.



- 본 안내 내용과 관련하여 추가 궁금하신 사항은 고객지원부(031-790-1942, 1956)으로 연락 부탁드립니다.

(주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부

